



GEBRAUCHSANWEISUNG Sanddecken

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein original Beluga Produkt erworben. Seit mehr als 30 Jahre steht unser Namen für Qualitätsprodukte made in Germany unter Verwendung hochwertigster und technisch ausgereifter Materialien. Unsere Healthcare Produkte werden maßgeblich von Therapeuten und Ärzten entwickelt und von uns mit Sorgfalt und Liebe zum Detail umgesetzt. Wir garantieren Ihnen, neben einer langen Lebensdauer, schadstofffreie und gesundheitlich unbedenkliche Materialien und Herstellungsverfahren, die wir aus eigenem Antrieb ständig sorgfältiger Kontrollen unterziehen.

Die Gebrauchsanweisung ist gültig für alle Modelle mit Polymer und Quarzsandfüllung

Anwendung und Nutzen

Beluga Beschwerungsdecken wurden für Menschen mit sensorischer Wahrnehmungsstörung entwickelt. Das Gewicht und der gleichmäßige Druck der Decken vermitteln Sicherheit und ermöglicht dem Gehirn durch Rückmeldung der Nervenzellen eine Orientierung im Raum. Motorische & geistige Unruhe, Verkrampfungen oder Spannungszustände können durch die Beschwerungsdecken gelöst werden. Schlafstörungen oder Unruhephasen können so positiv beeinflusst werden.

Die Möglichkeiten des Einsatzspektrums sind vielseitig. Allgemeiner Stress, ADHS, Autismus, Trisomie 21, geistige und körperliche Behinderungen, Schlaganfall, Wachkomapatienten, beginnender oder fortgeschrittener Demenz bilden die Haupteinsatzgebiete.

Vor dem Einsatz der Decken sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten, der sich mit Sensorischer Integration auskennt.

Altersempfehlung:

Ab 1 Jahr

Sanddecken 2-4 Kg

10SD01 / 10SD03 / 10SD07 / 10SD08

Ab 6 Jahren

Sanddecken 12 - 24 Kg

Wann sollten Beschwerungsdecken nicht angewendet werden?

Vor dem Einsatz unserer Beschwerungsdecken lassen Sie sich bitte umfangreich beraten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten, der sich mit Sensorischer Integration und Propriozeption auskennt und Ihre persönliche Situation einschätzen kann.

Von einem Einsatz ist abzusehen, bei ...

... Kindern unter 1 Jahr

... bekannte Lungen- oder Atemwegsprobleme, die durch Druck von außen verstärkt werden könnten

... Spina bifida

... Dekubitus, oder Dekubitus-Anfälligkeit

... konstante Ablehnungshaltung gegen das Produkt

... eingeschränkter Handlungsfähigkeit

... sonstige Krankheiten oder Fehlbildungen der Haut, des Muskelapparates oder des Knochengestütes, bei der Druck und Gewicht vermieden werden sollten

Das ist bei der Anwendung unbedingt zu beachten:

- Beschwerungsdecken & Zubehör sollten bei Kindern unter 6 Jahren und Personen mit eingeschränkter Selbstbestimmungskompetenz ausschließlich unter Aufsicht verwendet werden
- Verwenden Sie die Decken niemals in der Nähe von Wasser. Es droht Ertrinkungsgefahr!
- Beschwerungsdecken können die Bewegungsfreiheit einschränken. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass die Person unter der Decke zu jederzeit Ihrem freien Willen uneingeschränkt nachgehen kann. Eine entsprechende Aufsicht und einfühlsame Betreuung ist daher sicherzustellen.
- Die Beschwerungsdecken stellen keinen Fixierungersatz dar. Menschen in Zwangsfixierungslagen sollten unter Aufsicht an die Beschwerungsdecken gewöhnt werden.
- Auch wenn das Material Luftdurchlässig ist, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Decken nicht über den Kopf gezogen werden.
- Folgende Gefahrenquellen bitte unbedingt von der Decke vernahalten: Offenes Feuer, Glut oder andere entzündliche Gegenstände, Elektrogeräte mit Wärmeentwicklung (z.B. Laptop)
- Beluga-Beschwerungsdecken sind kein Ersatz für Zudecken. Unsere Materialien sind Luftdurchlässig und wirken einem Hitzestau so entgegen. Achten Sie dennoch auf die Wärmeentwicklung unter der Decke.
- Sollten Sie unseren Belucare-Deckenbezug nutzen, achten Sie darauf, dass der Bezug nicht über den Kopf gezogen wird

Wahl des Gewichtes & Dauer der Anwendung

Die Anwendungsdauer und Gewichtswahl hängt von den persönlichen Vorlieben und den Empfehlungen einer/eines Therapeuten oder Arztes ab. Wenn noch keine Erfahrungen oder Vorkenntnisse bezgl. der Verträglichkeit von Gewichten vorliegen, empfehlen wir mit geringen Gewichten zu beginnen. Bei schwachem Muskeltonus sollten geringe, bei starkem Tonus höhere Gewichte zum Einsatz kommen.

Wenn Sie das geeignete Gewicht ermittelt haben ist eine spätere Anpassung durch einen Gewöhnungseffekt nicht nötig.

Es gibt keine Begrenzung des Anwendungszeitraumes. Unsere Decken können ohne Einschränkungen über Jahre verwendet werden.

Anwendung

Um sich an das Gefühl und die Wirkungsweise zu gewöhnen, verwenden Sie die Decke partiell und beginnen mit kurzen Tragezeiten, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Wird die Decke abgelehnt, weil Neues nicht akzeptiert wird, können Sie versuchen die Person durch verständnisvolles Zureden oder kreative Spiele zu überzeugen. Auch eine Präsenz im Raum kann eine Akzeptanz begünstigen. Bei einer permanenten Ablehnung sollte von einer Anwendung abgesehen werden.

Ist eine Gewöhnungsphase positiv verlaufen, können die Decken wie folgt angewendet werden:

Die Decken sollten je nach Größe von Fußknöchel bis Schulter flächig auf den Körper gelegt werden. Achten Sie bitte darauf, dass den Anwendungshinweisen Rechnung getragen wird.

Sie können die Decken längs oder quer einsetzen. Kleinere Decken werden für partielle Beschwerung von einzelnen Körperteilen verwendet. Hierbei achten Sie bitte auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Gewichtes.

Lebensdauer und Garantie

Durch unsere Hauseigene Produktion und strenge Materialkontrollen garantieren wir eine hochwertige Verarbeitung und dadurch bedingte lange Lebensdauer. Die Lebensdauer hängt maßgeblich von der Intensität des Gebrauchs ab.

Nach Aussage unserer Kunden und unserer Erfahrungen ist eine Lebensdauer von 10 Jahren nicht ungewöhnlich.

Die Beschwerungsdecken müssen einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden, die vom Anwender oder der betreuenden Person vorgenommen werden muss. Prüfpunkte sind: • Haltbarkeit der Nähte • Überprüfung auf Löcher oder Beschädigungen.

Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt. Deshalb erhalten Sie eine Nutzungs-Garantie von 3 Jahren und eine lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler.

Ausgeschlossen von der Garantie sind:

- Fehler oder Schäden durch exzessiven oder unsachgemäßen Gebrauch
- Keine oder falsche Pflege
- Schäden oder Fehler durch falsche oder unsachgemäße Lagerung

Im Falle eines Garantieanspruches, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Aufbewahrung

Um eine lange Lebensdauer garantieren zu können lagern Sie unsere Beschwerungsdecken trocken und warm. Vermeiden Sie Temperaturen über 30°.

Reinigung & Pflege

- Wir empfehlen, für die täglichen Verunreinigungen ein Mikrofaser Reinigungstuch zu benutzen. Die Flecken werden mit einem nassen Tuch behandelt.
- Gründliche Reinigung:
Alle Teile sind bis 40°C waschbar. Die Handwäsche können Sie zum Beispiel in der Badewanne oder in einem großen Waschbecken erledigen, das sie mit lauwarmem Wasser füllen. Geben Sie dann etwas Waschmittel für Synthetik dazu. Schnallen und Klettbänder vor dem Waschen schließen. Spülen Sie das Produkt am Ende noch einmal gut mit klarem Wasser aus.
- Leichtere Decken, Westen (bis 3 Kg), Handschuhe, Sandkragen etc. können in der Waschmaschine gereinigt werden. Nicht schleudern, nicht bleichen und kein Trockner! Hier gilt: Unsere Produkte sind stabil genug - aber wie steht es um die Waschmaschine? Handelsübliche Waschmaschinen sind für die Reinigung von Gewichtungen mit mehr als 5-6 Kg meistens nicht geeignet!
Die Firma Beluga-Tauchsport GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die dabei an der Waschmaschine oder der Ware entstehen. Wenn Sie Produkte in der Maschine reinigen, empfehlen wir einen Schutzbezug (z.B. Kissenbezug) zu verwenden um evtl. austretenden Sand von den empfindlichen Teilen der Maschine fern zu halten.
- Je nach Lagerungsort werden die Trockenzeiten unterschiedlich sein. Selbst im Backofen können sie getrocknet werden, jedoch nur für kurze Zeit und mit niedrigen Temperaturen (bis 40°C). Farbige Teile können in grellem Sonnenlicht ausbleichen. Wir empfehlen, unsere Produkte am besten auf einen Standtrockner zu legen, damit das Produkt von oben und unten belüftet wird.

Qualitäts & Herkunft

Alle Produkte werden mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt. Dabei unterliegt die Produktion einem selbst auferlegten QM-System, welches die Sicherheit und gleichbleibende Qualität sichert.

Mit unserem hauseigenen Qualitätsmanagement kontrollieren wir nicht nur unsere eigenen Herstellung-Prozesse, sondern stellen auch sicher, dass das verwendete Material immer höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Unsere Rohstoffe beziehen wir zu 100% von Direktherstellern aus Deutschland.

Alle Rohstoffe sind Schadstoffgeprüft und zertifiziert.

Entsorgung

Alle Produkte können über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Schneiden Sie dazu die Decken auf uns entsorgen Sie den Quarzsand in der Bio-Tonne oder in Ihrem Garten. Das Textil kann über die Restmüll-Tonne entsorgt werden.

Klassifizierung CE